

東北ウエノ取り扱い商品のご案内

医療機関向けシリーズ

 Disposable Splash Guard

〔ディスポーザブル スプラッシュガード〕

〔ディスポーザブル スプラッシュガード〕
COVID19感染症対策製品
特許出願中



最前線で戦う医療従事者を感染症から守る



抗菌ウォール

簡易検査BOX

重さ
約 **30** Kg



重さ
約 **4** Kg



簡易検査BOX LIGHT

最前線で戦う医療従事者を感染症から守る

ディスポーザブル スplashガードには、医療現場で求められていた要件が反映され、

オペ室、ICUでの施術、麻酔科医の挿管、抜管時などで

医療従事者をCOVID19や結核などの感染症から守ります。

01 畳んでメディカルペール※
に捨てられる ※医療用ゴミ箱



使い捨て可能だから
医療現場の衛生を保てる

Disposable Splash Guard
[ディスポーザブル スplashガード]

02 使用時に組み立てるので
保管場所をとらない



コンパクトに包装されており
重ねて保管できる

03 用途に合わせて
対応できる開口部





必要な開口部を抜いて使用
※使用しない場合は閉じておく

04 軽くて扱いやすく
組み立てが簡単



折り目の入ったPET材と
ダンボールプラスチック

製品仕様



【上面展開図】



【側面展開図】

サイズ: H470×W500×D550[※]

原材料: ダンボールプラスチック/PET材

包装材の材質: ポリエチレン

生産国: 日本

セット内容: 本体/取扱説明書


※サイズは変更になる場合がございます。

組み立て方


1 折りたたまれた側面を
展開する



2 側面と上面を
マジックテープで接着



3 必要に応じて
開口部を抜き取り完成



開発協力: (株)東北ウエノ

【販売代理店】

センシンメディカル株式会社
SENSHIN

〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-13
TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562
<https://www.senshin-medical.co.jp/>



「簡易検査BOX」の優れた効果

簡易検査BOXは、院内感染の原因となる、飛沫・接触感染の予防に優れた効果を発揮。

軽くて丈夫な軽量素材「TECCELL(テクセル)※1」の採用により、組み立てや持ち運びの作業負担を軽減。

手袋は消耗品の為、入手が容易な手袋を採用し、メンテナンスも簡単。

これ1台で院内の感染リスクを低減。

飛沫感染対策を本気で考えるクリニック様に クリニック用 簡易検査BOX

あらゆる感染症の疑いのある患者様の診察時に、接触なしで診察ができる！
PCR検査の最前線で働く医師や看護師の声からできたシールドボックスの登場です。

ブースタイプ

- ① 防護服などPPEの削減
- ② 工具不要で簡単組立
- ③ サイズオーダー対応
- ④ 軽量&丈夫



クリニック用 簡易検査BOX

販売価格(税込)

198,000円

送料無料

※北海道/沖縄/離島地域は別途送料がかかります。詳しくはお問い合わせください。

【販売店】



株式会社東北ウエノ

所在地：〒C21-0893 岩手県一関市地主町3-353 TEL 〆2 F

【製造・販売】



TSP太陽株式会社

飛沫感染対策を本気で考えるクリニック様に

クリニック用

簡易検査BOX LIGHT

あらゆる感染症の疑いのある患者様の診察時に、接触なしで診察ができる！

PCR検査の最前線で働く医師や看護師の声からできたシールドボックスの登場です。

卓上タイプ

- 1 飛沫防止
- 2 簡単設置
- 3 両面使える汎用設計
- 4 低コスト



クリニック用 簡易検査BOX LIGHT

販売価格(税込)

59,400円

送料無料

※北海道/沖縄/離島地域は別途送料がかかります。詳しくはお問い合わせください。

【販売店】



株式会社東北ウエノ

所在地：〒021-0893 岩手県一関市地主町3-353 TEL 019-252-1121

【製造・販売】



TSP太陽株式会社

POINT-1

診察時の利用で
飛沫・接触感染
を予防

POINT-2

シールドBOXで
防護服など
PPEの削減

POINT-3

持ち運び簡単！軽量素材
“TECCELL”^{※1}
使用

POINT-4

シンプル設計で
低コスト生産
を実現

※1:「TECCELL」は、岐阜プラスチック工業株式会社の登録商標です

限られたスペースを活用し、より強力な
感染防止対策をお考えのクリニック様に。

設置環境に対応する最大限の防疫システム

BOX内に医師が入り「隔離場所」として、
BOX内に患者が入り「待機場所」としてもご使用可能。

工具不要の簡単組み立て

大人2人でおよそ5分で設置可能。

サイズオーダーに対応

受注生産の為、設置可能なスペースに合わせて選択可能。



使用イメージ



組み立てイメージ



重さ
約 **30** Kg



サイズオーダー
対応可能



サイズオーダー対応可能

手軽でも効果的な飛沫感染防止対策を
お考えのクリニック様に。

クリニック様にフィットする汎用設計

診察面を設定せず、設置環境に合わせて医師は両面から診察が可能。

重さ約4kgの軽量設計

女性1人でも持ち運びが可能な軽さを実現。

厚さ約12センチのコンパクト収納

不使用の際は折りたたむことで厚さ約12センチにまで収納が可能。



写真:千葉・鎌倉谷市医師会様

使用イメージ(オプション付き)
オプションとして上部パネル6,600円(税込)
で追加いただけます。



軽量仕様だから持ち運びも簡単
※バッグは付帯しておりません。



重さ
約 **4** Kg



正面



側面

【販売店】



株式会社東北ウエノ

所在地: 〒C21-0893 岩手県一関市地主町3-353 TEL: 〆2F

【製造・販売】



TSP太陽株式会社

飛沫対策だけでなく、衛生管理にも最適。

Antibacterial
Wall

衝立ハイパーパーティション 抗菌剤配合

抗菌ウォール



特長

1 2mのハイパーパーティション。

飛沫から全身保護できるハイタイプの衝立パーティション。
医療施設やジムなどの間仕切りや目隠しに最適です。

2 軽量・高強度なハニカム構造。

中空ハニカム構造素材使用で軽いのにな丈夫。
様々なシーンで、ストレスフリーな飛沫対策が可能です。


3 抗菌剤配合で衛生的。

アルコール拭きもOK。
さらにPPハニカムには抗菌剤を配合しています。



カラーは選べる2タイプ。透明窓付、下部開口、
高剛性タイプなど、ラインナップも豊富です。

ラインナップ




あらゆるシーンに対応する
豊富なバリエーション！
しかもカスタムメイドが可能！



全商品[カスタムメイド]が可能です。

サイズ(mm)
W1,000
H1,300~2,000

重量(kg)
5.3~11.1



アジャスター



キャスター



アルコール
消毒可



抗菌剤
配合



カスタム
メイド可



テクセル
パネル

FOR NEWNORMAL こんな環境におすすめ

医療施設・介護施設・保健所・スポーツジム・体育館etc

■ 病院(人工透析室などでの院内感染対策に)



これからのパーティションは、
アルコールによる「拭き取り消毒」ができること。
これがニューノーマルです。



飛沫対策に加え、衛生管理にも効果的です。

■ 体育館



体育館や公民館でのソーシャルディスタンス確保に。

■ 医療施設の待合室



ロビーや待合室などあらゆるシーンで。

■ 研究室や保健所



検査機関での感染対策に。

※掲載写真は一部イメージです。開発中商品につき、仕様など予告なく変更する場合がございます。

品名	品番	板厚み 目付	外寸	脚仕様	重量 (kg)	単価（税別）	購入数
抗菌 ウォール 軽量 タイプ	FS5-1020F	5mm厚 1100g 抗菌	W1,000×H2,000	アジャスター	6.8	@18,900/set	1set～
				キャスター	6.7	@18,600/set	
	FS5-1020F クリア仕様			アジャスター	8.3	@21,500/set	
				キャスター	8.2	@21,200/set	
	FS5-1020H 下部開口			アジャスター	6.5	@17,600/set	
				キャスター	6.4	@17,300/set	
	FS5-1018F	5mm厚 1100g 抗菌	W1,000×H1,800	アジャスター	6.4	@18,500/set	
				キャスター	6.3	@18,200/set	
	FS5-1018F クリア仕様			アジャスター	7.9	@21,000/set	
				キャスター	7.8	@20,800/set	
	FS5-1018H 下部開口			アジャスター	6.2	@17,500/set	
				キャスター	6.1	@17,200/set	
	FS5-1013F	5mm厚 1100g 抗菌	W1,000×H1,300	アジャスター	5.4	@15,900/set	
				キャスター	5.3	@15,600/set	
	FS5-1013F クリア仕様			アジャスター	7.0	@19,500/set	
				キャスター	6.9	@19,200/set	

※1～4setで発注の場合は別途運賃@1,250/式 をご負担下さい
5set以上で送料元払いとなります（北海道、離島のぞく）

品名	品番	板厚み 目付	外寸	脚仕様	重量 (kg)	単価（税別）	購入数
抗菌 ウォール 高剛 性量 タイプ	FS19-1020F	19mm厚 2800g 抗菌	W1,000×H2,000	アジャスター	10.8	@33,600/set	1set～
				キャスター	11.1	@33,300/set	
	FS-1020H 下部開口			アジャスター	9.0	@32,500/set	
				キャスター	9.3	@32,200/set	
	FS5-1018F	19mm厚 2800g 抗菌	W1,000×H1,800	アジャスター	10.2	@32,800/set	
				キャスター	10.5	@32,500/set	
	FS5-1018H 下部開口			アジャスター	8.2	@31,500/set	
				キャスター	8.5	@31,200/set	
	FS5-1013F	19mm厚 2800g 抗菌	W1,000×H1,300	アジャスター	8.3	@31,800/set	
				キャスター	8.6	@31,500/set	

※1～4setで発注の場合は別途運賃@1,250/式 をご負担下さい
5set以上で送料元払いとなります（北海道、離島のぞく）

医療廃棄物容器リスペール

一貫処理システムの中で、容器を扱う人たちが
安全に使っていただけるように
考えて作りました。

人と環境の事を考えて、
焼却しても有害なガスが
発生する心配はありません。



【バイオハザードマークについて】

赤：液状又は泥状の物

例 ●血液 等

黄：鋭利な物

例 ●注射針、メス 等

橙：固形状の物

例 ●可燃物（プラスチックの点滴
セット、注射筒やガーゼ 等）
●不燃物（ピン等のガラス類）

【取扱い上の注意】

**この容器は感染性廃棄物を保管、運搬する為の容器です。
破損、漏れ、針貫通などの事故を防ぐ為、下記注意事項をお守り下さい。**

- ご使用前に容器各部にひび割れなどの異常が無い事を確認してからご使用下さい。
- 液状物は容器から漏れる場合がありますので、十分にご注意下さい。
- 容器に廃棄物を無理に詰め過ぎないで下さい。針などの鋭利物が貫通する恐れがあります。
- 廃棄物収納後は蓋を確実に閉め、必ず容器ごと焼却して下さい。
- 廃棄物投入後の容器のお取扱いの際は、鋭利物などの内容物が外側に飛び出ていないか十分ご確認下さい。
- 容器は直射日光及び高温は避け室内保管とし、雨濡れは避けて下さい。
- 保管又は輸送時には3段を超えて積み重ねしないで下さい。BH-E50K、E80K、H65Kは背が高いため2段まででご使用下さい。
- 容器の上に乗ったり、腰掛けたりしないで下さい。
- 保管又は輸送時には容器を転倒、落下させないで下さい。
- 容器は横にしたり逆さにしないで下さい。
- 容器を投げたり、落としたり、引きずったりしないで下さい。
- 容器は絶対に再使用しないで下さい。

Eシリーズ 汎用タイプ

※表示寸法は本体・フタ セット時



BH-E20K
 外 寸: 324×314×297 容量 **20ℓ**
 有効内寸: 260×268×279
 ■材質: 本体・フタPP
 ■入数: 10



BH-E40K
 外 寸: 465×318×352 容量 **40ℓ**
 有効内寸: 409×269×318
 ■材質: 本体・フタPP
 ■入数: 5



BH-E50K
 外 寸: 432×310×552 容量 **50ℓ**
 有効内寸: 360×247×517
 ■材質: 本体・フタPP
 ■入数: 5



BH-E80K
 外 寸: 465×465×496 容量 **80ℓ**
 有効内寸: 392×392×465
 ■材質: 本体・フタPP
 ■入数: 5



BH-E20KF
 外 寸: 324×314×297 容量 **20ℓ**
 有効内寸: 260×268×219
 ■材質: 本体・フタPP
 ■入数: 10 ■中蓋付タイプ



BH-20R
 外 寸: 308φ×375.5 容量 **20ℓ**
 有効内寸: 262φ×352
 ■材質: 本体PP・フタPE
 ■入数: 10

オプション



■プラ持手



■ヒモ持手



BH-E40KD
 外 寸: 385×385×344 容量 **40ℓ**
 有効内寸: 321×321×317
 ■材質: 本体・フタPP
 ■入数: 5

蓋オプション

※製品により取付け可能なパッキンは異なります。詳しくは弊社営業員にお問い合わせ下さい。



発泡パッキン付



ホットメルトパッキン付

※パッキンの色は撮影の為の物です。

Hシリーズ（感染性廃棄物容器評価格付取得）

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターの感染性廃棄物容器評価基準の転倒試験、落下試験、耐貫通試験など、厳しい試験に合格した容器です。

■JW登録番号

BH-H20K: 2018-4002

BH-H45K: 2018-4003

BH-H65K: 2014-4101

※表示寸法は本体・フタ セット時



ホワイト:□

BH-H20K

外寸: 340×234×365

有効内寸: 275×189×334

■材質: 本体PP・フタPE

■入数: 10

容量
20ℓ



ホワイト:□

BH-H45K

外寸: 472×329×365

有効内寸: 408×283×333

■材質: 本体PP・フタPE

■入数: 5

容量
45ℓ



ホワイト:□

BH-H65K

外寸: 472×329×499

有効内寸: 401×276×466

■材質: 本体PP・フタPE

■入数: 5

容量
65ℓ

特長



■粘着性パッキン ※パッキンの色は撮影の為に物です。

■高強度・高密閉性の容器


設計に工夫をし、非常に閉めやすく仕上げています。安全性を重視した、高強度・高密閉性の容器です。(粘着性パッキンを採用)



■安定した積み重ね

2ヶ載せの相互嵌合が出来、さらにレンガ積みも出来るので、積載効率も良く、安定した積み重ねが出来ます。






レンガ積み機能



2ヶ載せ機能

65タイプ/45タイプ/20タイプ

相互に積み重ねが出来ます。



オプション

D付きホルダー(ダンパー付)

直接手を触れることなく容器の蓋を開閉できる
ペダル式ホルダーです。

蓋の取り付け、取り外しが簡単にできるよう工夫
しました。

※サイズ表記は、W(間口)・D(奥行)・H(投入口高さ)・

MH(フタ開放時最大高さ)となっています。(単位mm)

※本体は別売りです。

※仕様は予告なく変更する場合があります。



■BH-E20K用D付きホルダー
W305×D435×H710×MH1030
【受注生産品】



■BH-E20K用低床D付きホルダー
W310×D435×H490×MH810
【受注生産品】



■BH-E40K用D付きホルダー
W455×D435×H710×MH1030
【受注生産品】



■BH-E50K用D付きホルダー
W415×D435×H710×MH1020
【受注生産品】



■BH-E80K用D付きホルダー
W455×D565×H710×MH1170
【受注生産品】



■BH-E40KD用D付きホルダー
W370×D485×H710×MH1105
【受注生産品】



■BH-H20K用D付きホルダー
W320×D385×H535×MH830
【受注生産品】



■BH-H45K用D付きホルダー
W455×D465×H535×MH920
【受注生産品】



■BH-H65K用D付きホルダー
W460×D465×H685×MH1070
【受注生産品】

D付きホルダー用 オプションパーツ

取替え用のパーツも用意して
おります。



■アジャスターセット
【受注生産品】



■キャスターセット
【受注生産品】



■ペダルゴム
【受注生産品】



■ダンパー
【受注生産品】

Sホルダー

直接手を触れることなく容器の蓋を開閉できる
ペダル式ホルダーです。

コストと機能を追求したベストプライス商品です。

※サイズ表記は、W(間口)・D(奥行)・H(投入口高さ)・

MH(フタ開放時最大高さ)となっています。(単位mm)



■BH-E20K用Sホルダー
W325×D445×H440×MH750
【受注生産品】



■BH-E40K用Sホルダー
W465×D445×H500×MH820
【受注生産品】



■BH-E50K用Sホルダー
W430×D450×H700×MH1010
【受注生産品】

ホルダー取扱い上の注意

- ご使用前にホルダー各部に変形、破損、汚れ等の異常の無い事を確認してからご使用下さい。容器の取り付け、蓋の開閉等に支障が出る可能性があります。
- 平坦な床に設置して下さい。倒れ、変形、作動不良等の原因となることがあります。
- 容器本体及び蓋が、ガタツキ無くしっかりとセットされているか確認をしてからご使用下さい。
- ペダルを踏み込むと蓋が開く構造になっておりますので、跳ね上がる蓋にご注意下さい。
- ペダルはゆっくり踏み込んで下さい。強く踏みますと変形、破損の原因となる事があります。
- 設置、使用時は無理な力が加わらないようご注意ください。変形、破損の原因となる事があります。
- 容器をホルダーから取り外す際に、アームが上がりますのでご注意ください。
- ホルダーは弊社リスペールの製品毎に設計されています。適合する機種に合わせてご使用下さい。弊社リスペール以外の容器ではご使用にならないで下さい。
- 変形、破損、怪我等の防止のため、上記の注意事項を守ってご使用下さい。

D付きホルダー Eシリーズ

【ホルダーへの容器の取付け方法】



①ホルダーに本体をセットし、蓋を正しい位置に載せる。



②ホルダーのアームを蓋の上に下ろす。



③ホルダーの中央のレバーをカチツと音がするまで回す。



④ペダルを踏み、蓋の開き具合を確認する。

【蓋の取外し】



ホルダーの中央のレバーを回し蓋を外す。

D付きホルダー Hシリーズ

【ホルダーへの容器の取付け方法】



①ホルダーに本体をセットし、蓋を正しい位置に載せる。



②ホルダーのアームを蓋の上に下ろす。



③アームを押えながらホルダー先端のレバーを引く。



④レバーを放す。



⑤ペダルを踏み、蓋の開き具合を確認する。



アームを押えながらホルダー先端のレバーを引き蓋を外す。

Sホルダー Eシリーズ

【ホルダーへの容器の取付け方法】



①ホルダーに本体をセットし、蓋を正しい位置に載せる。



②アームを下ろし、アームの両端と蓋を持ち、アームに蓋を嵌める。



③ホルダーを両手親指で押えながら残りの指で蓋を持ち上げ、[カチツ]と音がするまで蓋を嵌め込む。



④ペダルを踏み、蓋の開き具合を確認する。



①写真のように、上部を押し、蓋の嵌まり込みを解除する。



②蓋を手前に引き張り、蓋を外し、本体に蓋をする。

医療廃棄物容器

品名	品番	外寸	ケース色 (印刷色)	容量 (ℓ)	単価 (税別)	発注単位
リスペール Eシリーズ (汎用品)	BH-E20K	324×314×297H	①ケース 白 ②パッドマーク 赤、黄、 橙よりお 選び下さい	20	@640/set	10set/ケース
	BH-E20KF	324×314×297H (丸蓋付)		20	@750/set	10set/ケース
	BH-E40K	465×318×352H		40	@1,080/set	5set/ケース
	BH-E50K	432×310×552H		50	@1,280/set	5set/ケース
	BH-E80K	465×465×496H		80	@2,180/set	5set/ケース
リスペール Eシリーズ (感染症 廃棄物容器 評価格付 取得)	BH-H20K	340×234×365H		20	@850/set	10set/ケース
	BH-H45K	472×329×365H		45	@1,340 /set	5set/ケース
	BH-H65K	472×329×499H		65	@1,510/set	5set/ケース

※ご注文の際はパッドマーク（印刷色）を用途に応じてお選び下さい

※1～3ケースで発注の場合は別途運賃@1,250/式 をご負担下さい

4ケース以上で送料元払いとなります（北海道、離島のぞく）

※上記価格はケース+蓋（パッキン無し）の価格となります

※オプション蓋（パッキン付き）は都度お見積りいたします

品名	品番	外寸（単位：mm） W×D×H×MH	単価 (税別)	発注単位
D付ホルダー Eシリーズ (ダンパー 付き)	BH-E20K用	305×435×710H×MH1030	@17,600/台	1台/ケース
	BH-E20K用低床	310×435×490H×MH810	@17,600/台	1台/ケース
	BH-E40K用	455×435×710H×MH1030	@18,800/台	1台/ケース
	BH-E50K用	415×435×710H×MH1020	@19,800/台	1台/ケース
	BH-E80K用	455×565×710H×MH1170	@20,000/台	1台/ケース
	BH-H20K用	320×385×535H×MH830	@17,600/台	1台/ケース
	BH-H40K用	455×465×535H×MH920	@17,600/台	1台/ケース
	BH-H65K用	460×465×685H×MH1070	@17,600/台	1台/ケース
S付ホルダー Eシリーズ (ダンパー 付き)	BH-E20K用低床	325×445×440H×MH750	@10,000/台	1台/ケース
	BH-E40K用	465×445×500H×MH820	@11,000/台	1台/ケース
	BH-E50K用	430×450×700H×MH1010	@12,000/台	1台/ケース

※1～3ケースで発注の場合は別途運賃@1,250/式 をご負担下さい。

4ケース以上で送料元払いとなります（北海道、離島のぞく）

現在開発中



ストレッチャー搬送時飛沫ガード



インフルエンザ検査時飛沫ガード

〒021-0893 岩手県一関市地主町3-35

株式会社東北ウエノ

☎ 0120-540-879 fax 0191-21-5381

URL:<https://www.touhokuueno.co.jp/>



通い箱・プラダン・段ボールを用いた梱包輸送の改善提案専門サイト！

輸送包装便覧.com

<https://www.transport-package.com/>

